

Anti-Atf6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Chip, Elisa - P18850

Artikelnummer: CM0010109

Einführung

Hochspezifischer kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes ATF6, validiert für WB, IHC-P, IP, ChIP und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Ideal für die UPR- und ER-Stress-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATF6 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ACHM7; ATF6A; ATF6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	22926
Gen-ID	22926
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P18850
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel