


Anti-Atf7Ip Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6VmQ6

Artikelnummer: CM0016944



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ATF7IP, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, Chromatin-Remodellierung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATF7IP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AM; MCAF; p621; MCAF1; ATF-IP; ATF7IP1; ATF7IP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55729
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 525-725 von humanem ATF7IP (NP_060649.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q6VMQ6
Proteingewicht	136kDa
Versand	Eistasche