

Anti-Atg10 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0Y0

Artikelnummer: CM0008394

Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes ATG10, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem ATG10, ideal für die Autophagie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	APG10; APG10L; pp12616; ATG10
Spezies	Human
GeneID (human)	83734
GeneID	83734
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 121-220 von humanem ATG10 (Q9H0Y0) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9H0Y0
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel