

## Anti-Atg10 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0Y0

Artikelnummer: CM0027322

### Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper, die gegen ATG10 zielen – ein E2-ähnliches Enzym, das die ATG12-ATG5-Konjugation während der Autophagie katalysiert. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Immunogen: synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 120-220.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ATG10 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | APG10; APG10L; pp12616; ATG10                                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| GeneID (Mensch)   | 83734                                                                                                                     |
| GeneID            | 83734                                                                                                                     |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 120-220 von menschlichem ATG10 entspricht (NP_113670.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS             | Q9H0Y0                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 25 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |