

Anti-Atg12 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O94817

Artikelnummer: CM0014212



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ATG12 (Autophagie-assoziiertes Protein 12). Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Autophagie und Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG12-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Spezies	Mensch
GeneID	9140
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen ATG12 (NP_004698.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94817
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku