

## Anti-Atg12 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O94817

Artikelnummer: CM0002160



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches ATG12 (APG12L) für Western Blot und ELISA. Validiert für die Autophagieforschung mit Kreuzreaktivität gegenüber humanen und murinen Proben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ATG12 Kaninchen mAb                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12                                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)   | 9140                                                                                                                                          |
| Gen-ID            | 9140                                                                                                                                          |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 41–140 von menschlichem Apg12 (O94817) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                                  |
| SWISS             | O94817                                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 15 kDa                                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                     |