

Anti-Atg12 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O94817

Artikelnummer: CM0007028



Einführung

Dieser kaninchen-monoklonale Antikörper gegen ATG12 erkennt menschliches und murines ATG12-Protein (15 kDa) in WB, IHC-P, IP und ELISA. Ideal für Studien zu Autophagie und Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG12 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9140
GenID	9140
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ATG12 (NP_004698.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O94817
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel