


Anti-Atg13 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75143

Artikelnummer: CM0017636



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ATG13 (UniProt O75143), geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit humanem, murine und Ratten-ATG13. Unterstützt Studien zu Autophagie und Mitophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	ATG13 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	KIAA0652; PARATARG8; ATG13
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9776
Gen-ID	9776
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 281-480 von humanem ATG13 (NP_001136145.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75143
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel