

Anti-Atg16L1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q676U5

Artikelnummer: CM0013560



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen ATG16L1, wichtig für die Autophagie. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA über Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Autophagie und angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG16L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Spezies	Mensch
GenID	55054
Immunogen	Ein synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem ATG16L1 (NP_110430.5)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q676U5
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel