

Anti-Atg16L1 Poliklonale Antikörper - Q676U5

Artikelnummer: CM0021794



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes ATG16L1 (SWISS: Q676U5). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Autophagie und entzündlichen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG16L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Spezies	Mensch
GenID	55054
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 90-300 des humanen ATG16L1 (NP_110430.5) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q676U5
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel