

Anti-Atg16L1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q676U5

Artikelnummer: CM0009550



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes ATG16L1 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Reagiert mit menschlichen und murinen Spezies. Ideal für die Autophagie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] ATG16L1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IBD10; WDR30; APG16L; ATG16A; ATG16L; ATG16L1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55054
GenID	55054
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 6-105 von humanem ATG16L1 (Q676U5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q676U5
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel