

Anti-Atg16L2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Naa4

Artikelnummer: CM0014942

Einführung

ATG16L2 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, reagiert mit menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Geeignet für die Autophagie- und Epithel-Homöostase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG16L2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WDR80; ATG16B; ATG16L2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	89849
GenID	89849
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-275 von menschlichem ATG16L2 (NP_203746.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NAA4
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel