

Anti-Atg2B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96By7

Artikelnummer: CM0027560

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATG2B, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. ATG2B ist essentiell für Autophagie und Lipidtropfen-Regulation, wodurch dieser Antikörper ideal für die Forschung im Bereich des Zellstoffwechsels und von Krankheiten ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ATG2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BLTP4B; C14orf103; ATG2B
Spezies	Human
GenID (Human)	55102
GenID	55102
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1360-1600 von humanem ATG2B (NP_060506.5) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96BY7
Proteingewicht	233kDa
Versand	Eisbeutel