


Anti-Atg3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nt62

Artikelnummer: CM0002041



Einführung

Anti-ATG3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA-Nachweis von humanem, murinem und Rattus-ATG3. Unterstützt zuverlässige Autophagie-Forschung mit hoher Spezifität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ATG3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE
Spezies	Human
GeneID (Human)	64422
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Apg3 (Atg3) (Q9NT62) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NT62
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel