


Anti-Atg3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q9Nt62

Artikelnummer: CM0029201



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes ATG3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Autophagie-Forschung mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APG3; APG3L; hApg3; PC3-96; APG3-LIKE; ATG3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64422
GenID	64422
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NT62
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel