

Anti-Atg4A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wyn0

Artikelnummer: CM0023520



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ATG4A, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Zielt auf die an der ATG8-Verarbeitung beteiligte Autophagie-Cysteinprotease ab; geeignet für die Autophagie-Forschung. SWISS: Q8WYN0.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] ATG4A Kaninchen pAb
Alias	APG4A, AUTL2, HsAPG4A, ATG4A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	115201
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 289-398 von humanem ATG4A (NP_443168.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendungen	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS-Zugriffsnummer	Q8WYN0
Vorhergesagtes Molekulargewicht	45kDa
Versandbedingung	Eisbeutel