


Anti-Atg4A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wyn0

Artikelnummer: CM0020530



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen die humane Cysteinprotease ATG4A (APG4A/AUTL2) gerichtet ist. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Hergestellt gegen rekombinantes Protein (aa 210-398). Für Studien zur Autophagie und Delipidierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG4A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APG4A; AUTL2; HsAPG4A; ATG4A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	115201
GenID	115201
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 210-398 von humanem ATG4A (NP_443168.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WYN0
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel