


Anti-Atg4B Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If, Elisa - Q9Y4P1

Artikelnummer: CM0004589



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen menschliches ATG4B (Q9Y4P1) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unverzichtbares Werkzeug zur Untersuchung von Autophagie, Mitophagie und ATG8-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG4B Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23192
GenID	23192
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem ATG4B (Q9Y4P1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4P1
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel