

Anti-Atg4C Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Dt6

Artikelnummer: CM0027946

Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes ATG4C, validiert für Western Blot und ELISA. ATG4C ist eine Cysteinprotease, die für die Autophagie essenziell ist und ATG8-Proteine prozessiert. Ideal für Autophagieforschung und die Entwicklung von IVD-Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG4C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	APG4C; AUTL1; AUTL3; APG4-C; HsAPG4C; ATG4C
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	84938
GeneID	84938
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem ATG4C (NP_116241.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96DT6
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eisbeutel