

Anti-Atg4D-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86TL0

Artikelnummer: CM0030284

Einführung

Anti-ATG4D-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit humanem und Ratten-ATG4D. Cysteinprotease, die an der Autophagie beteiligt ist; geeignet zur Untersuchung von Autophagie- und Apoptosewegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG4D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84971
Gen-ID	84971
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 265-474 von humanem ATG4D (NP_116274.3) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q86TL0
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel