

Anti-Atg4D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q86Tl0

Artikelnummer: CM0021021

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ATG4D (APG4D/AUTL4) gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Reagiert mit Human und Maus. ATG4D ist eine für Autophagie und Mitophagie essentielle Cysteinprotease.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG4D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; ATG4D
Spezies	Human
GenID (Human)	84971
GenID	84971
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-230 von humanem ATG4D (NP_116274.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q86TL0
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel