

Anti-Atg5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H1Y0

Artikelnummer: CM0002087



Einführung

KO-validierter Anti-ATG5 monoklonaler Antikörper aus Kaninchen für WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA. Speziesreaktivität: Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu Autophagie, Apoptose und Lymphozytenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KO Validated] ATG5 Rabbit mAb
Anmerkungen/Alias	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; G5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9474
Gen-ID	9474
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H1Y0
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel