

Anti-Atg5 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H1Y0

Artikelnummer: CM0017101



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper, der humanes ATG5 (Autophagie-Protein 5) erkennt und Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte aufweist. Ideal für Western Blot, IHC-P und ELISA-Anwendungen in der Autophagieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASP; APG5; APG5L; hAPG5; SCAR25; APG5-LIKE; ATG5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9474
Gen-ID	9474
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 28-275 des humanen ATG5 (NP_004840.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H1Y0
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel