

Anti-Atg7 Poliklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - O95352

Artikelnummer: CM0025806

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes ATG7 (O95352), validiert für IHC-P und ELISA. Ideal für Autophagieforschung, Mitophagie und Biomarkernachweis in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	ATG7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GSA7, APG7L, SCAR31, APG7-LIKE, ATG7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10533
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 500-676 des humanen ATG7 (NP_001129503.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O95352
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel