

Anti-Atg7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95352

Artikelnummer: CM0015385

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ATG7 (Autophagie-verwandtes Protein 7). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Autophagie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSA7; APG7L; SCAR31; APG7-LIKE; ATG7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10533
Gen-ID	10533
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 500-676 von humanem ATG7 (NP_006386.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95352
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eistasche