

Anti-Atg8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Xy24

Artikelnummer: CM0021783

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Weizen-ATG8, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Arabidopsis, Mais und Weizen. Geeignet für Autophagie-Forschung in Pflanzen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG8 Kaninchen pAb
Spezies	Triticum aestivum
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Triticum aestivum ATG8 (Q7XY24) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana, Zea mays, Triticum aestivum
SWISS	Q7XY24
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel