


Anti-Atg9A Polyclonaler Antikörper Für Wb - Q7Z3C6

Artikelnummer: CM0026812



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen ATG9A, gewonnen gegen ein rekombinantes Immunogen (AS 180-290). Validiert für WB und ELISA. Erkennt ATG9A von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Autophagieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ATG9A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	mATG9, APG9L1, MGD3208, ATG9A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79065
Gen-ID	79065
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 180-290 von menschlichem ATG9A (NP_076990.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z3C6
Proteingewicht	94kDa
Versand	Eisbeutel