


Anti-Atg9B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q674R7

Artikelnummer: CM0027013



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATG9B, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Autophagie- und Zelltodforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATG9B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SONE; APG9L2; NOS3AS; ATG9B
Spezies	Mensch
Gen-ID	285973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 715-924 von humanem ATG9B (NP_001303985.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q674R7
Proteingewicht	101kDa
Versand	Eisbeutel