

Anti-Atic Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31939

Artikelnummer: CM0025225



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ATIC, ein bifunktionelles Enzym der Purinbiosynthese, gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Forschung zum Purinstoffwechsel und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATIC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PURH; AICAR; AICARFT; IMPCHASE; HEL-S-70p; ATIC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	471
GenID	471
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem ATIC (NP_004035.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31939
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel