

Anti-AtI2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhh9

Artikelnummer: CM0019167

Einführung

ATL2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Nützlich für die Untersuchung der Aufrechterhaltung des endoplasmatischen Retikulum-Netzwerks und der GTP-abhängigen Membranfusion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	aip-2; ARL3IP2; ARL6IP2; atlastin2; ATL2
Spezies	Human
GeneID	64225
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 390-470 von humanem ATL2 (NP_001129145.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NHH9
Protein-Gewicht	66kDa
Versand	Eistasche