


Anti-AtI3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Dd88

Artikelnummer: CM0015628



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATL3 (Atlastin-3), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der ER-Dynamik und Membranfusion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATL3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HSN1F; ATL3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25923
Gen-ID	25923
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 360-440 von humanem ATL3 (NP_056274.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6DD88
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel