

Anti-Atm Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13315

Artikelnummer: CM0002210



Einführung

ATM Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humane und murine ATM Serin/Threonin-Kinase, essenziell für die DNA-Schadensantwort und Zellzykluskontrolle. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATM Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TEL01, ATM
Art	Mensch
GenID (Mensch)	472
GenID	472
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2619-2939 des menschlichen ATM (Q13315) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13315
Proteingewicht	351 kDa
Versand	Eisbeutel