

Anti-Atm Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13315

Artikelnummer: CM0028845



Einführung

ATM Kaninchen pAb, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes ATM, eine 351 kDa Serin/Threonin-Kinase, die DNA-Doppelstrangbrüche erkennt und Zellzyklus-Kontrollpunkte reguliert. Ideal für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AT1, ATA, ATC, ATD, ATE, ATDC, TEL1, TELO1, ATM
Spezies	Human
GeneID (Human)	472
GeneID	472
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1900-2000 von humanem ATM (NP_000042.3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13315
Proteingewicht	351kDa
Versand	Eistasche