

Anti-Atm Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13315

Artikelnummer: CM0014127



Einführung

ATM Kaninchen-Polyclonaler Antikörper detektiert ATM (Q13315) bei Mensch und Ratte für WB, IF/ICC, ELISA. Serin/Threonin-Kinase, zentral für die DNA-Schadensantwort, Checkpoint-Signalgebung und Tumorsuppression. Ideal für Forschung zur genomischen Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATM Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TELO1; ATM
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	472
Gen-ID	472
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2320-2566 von ATM (NP_000042.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q13315
Proteinmasse	351 kDa
Versand	Eisbeutel