

Anti-Atn1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P54259

Artikelnummer: CM0021991

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ATN1 (Atrophin-1), geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt ein 125 kDa Protein, das an der Transkriptionsregulation und Neurodegeneration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B37, HRS, NOD, DRPLA, CHEDDA, D12S755E, ATN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1822
GenID	1822
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 900-1040 von humanem ATN1 (NP_001007027.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P54259
Proteingewicht	125kDa
Versand	Eisbeutel