

Anti-Atoh1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92858

Artikelnummer: CM0003063

Einführung

Hochspezifischer kanincher monoklonaler Antikörper gegen humanes ATOH1 (MATH-1), validiert für WB und ELISA. Ideal für Forschung zur Neurogenese und Hörverlust; detektiert eine Bande bei 38 kDa. SWISS: Q92858.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATOH1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	ATH1; HATH1; DFNA89; MATH-1; bHLHa14; ATOH1
Spezies	Mensch
Gen-ID	474 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem ATOH1 (Q92858) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92858
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel