

Anti-Atoh1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92858

Artikelnummer: CM0028417

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATOH1 (bHLHa14). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für Studien zu Neurogenese und transkriptioneller Regulation. SWISS: Q92858.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATOH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ATH1; HATH1; DFNA89; MATH-1; bHLHa14; ATOH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	474
GenID	474
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 215-354 des humanen ATOH1 (NP_005163.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92858
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eispackung