

Anti-Atoh7-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8N100

Artikelnummer: CM0030905

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes ATOH7 (bHLHa13) gerichtet ist und für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen geeignet ist. Ideal zur Untersuchung der Entwicklung von retinalen Ganglienzellen und der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATOH7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Math5; NCRNA; RNANC; PHPVAR; bHLHa13; ATOH7
Spezies	Mensch
GenID	220202
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 47-152 von humanem ATOH7 (NP_660161.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N100
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel