

Anti-Atoh8-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Sq7

Artikelnummer: CM0024321

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes ATOH8, einen bHLH-Transkriptionsfaktor. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte.

Geeignet für die Untersuchung von Zelldifferenzierung, Endothelfunktion und Entwicklungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ATOH8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HATH6; bHLHa21; ATOH8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84913
Gen-ID	84913
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem ATOH8 (NP_116216.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96SQ7
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel