

Anti-Atoh8 Polyklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Sq7

Artikelnummer: CM0022194

Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen den menschlichen ATOH8-Transkriptionsfaktor. Validiert für Western Blot- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die Forschung zu Endothelzellbiologie, Entwicklungsprozessen und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATOH8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ATOH8; HATH6; bHLHa21; Protein Atonal Homolog 8
Spezies	Mensch
GenID	84913
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem ATOH8 entspricht (NP_116216.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96SQ7
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel