


Anti-Atox1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O00244

Artikelnummer: CM0029913



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes ATOX1 (Kupfertransportprotein ATX1). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für Forschung zu Kupferhomöostase und antioxidative Abwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATOX1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	ATX1; HAH1; ATOX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	475
GenID	475
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-68 von humanem ATOX1 (NP_004036.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00244
Proteinmasse	7 kDa
Versand	Eisbeutel