

Anti-Atp10A Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60312

Artikelnummer: CM0024155

Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper spezifisch für menschliches ATP10A, geeignet für Western Blot und ELISA. Zielt auf die Phospholipid-transportierende ATPase VA ab, ein Schlüsselenzym bei der Membranlipidasymmetrie und Zelladhäsion. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP10A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	ATPVA; ATPVC; ATP10C; ATP10A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57194
GenID	57194
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 440-690 von menschlichem ATP10A enthält (NP_077816.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60312
Proteinmasse	168 kDa
Versand	Eisbeutel