


Anti-Atp13A2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq11

Artikelnummer: CM0015727



Einführung

ATP13A2 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-ATP13A2 (~129 kDa). Geeignet für die Forschung zu Parkinson-Erkrankung und lysosomaler Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP13A2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CLN12; KRPPD; PARK9; SPG78; HSA9947; ATP13A2
Art	Mensch
GenID (menschlich)	23400
GenID	23400
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 70-210 des humanen ATP13A2 (NP_071372.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQ11
Proteingewicht	129kDa
Versand	Eisbeutel