

## Anti-Atp1A2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50993

Artikelnummer: CM0003051

### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ATP1A2 (Natrium/Kalium-transportierende ATPase Untereinheit Alpha-2). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                               |
|-------------------|------------------------------------|
| Produktname       | ATP1A2 Kaninchen mAb               |
| Bemerkungen/Alias | FHM2; MHP2; DEE98; FARIMPD; ATP1A2 |
| Spezies           | Mensch                             |
| GenelD (human)    | 477                                |
| GenelD            | 477                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid               |
| Herkunft          | Kaninchen                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper             |
| Anwendung         | WB, ELISA                          |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                        |
| SWISS             | P50993                             |
| Protein-Gewicht   | 112kDa                             |
| Versand           | Eisbeutel                          |