

## Anti-Atp1A4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13733

Artikelnummer: CM0007234



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ATP1A4 (spermien-spezifische Na/K-ATPase Alpha-4-Untereinheit). Geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Forschung zu Spermienmotilität, Kapazitation und Fruchtbarkeit.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ATP1A4 Kaninchen mAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | ATP1A1; ATP1A2; ATP1A4                                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 480                                                                                                                             |
| GenID             | 480                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 401-530 von humanem ATP1A4 (NP_653300.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS             | Q13733                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 19KDa/114KDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |