


Anti-Atp1A4 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13733

Artikelnummer: CM0014583



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATP1A4 (spermenspezifische Na⁺/K⁺-ATPase alpha-4-Untereinheit) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielmolekulargewicht ~114 kDa. Geeignet für Fruchtbarkeitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP1A4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATP1A1; ATP1A2; ATP1A4
Spezies	Human
GeneID (Human)	480
GeneID	480
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-90 von humanem ATP1A4 (NP_653300.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q13733
Proteingewicht	114kDa
Versand	Eistasche