


Anti-Atp1B1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05026

Artikelnummer: CM0005807



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ATP1B1 (Natrium/Kalium-transportierende ATPase Untereinheit Beta-1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Ionentransport, Zelladhäsion und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP1B1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ATP1B; ATP1B1
Spezies	Human
GenID (Human)	481
GenID	481
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 204-303 von humanem ATP1B1 (P05026) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05026
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel