


## Anti-Atp1B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05026

Artikelnummer: CM0025935



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATP1B1 (Natrium/Kalium-transportierende ATPase Untereinheit Beta-1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von Ionentransport, Zelladhäsion und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ATP1B1 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | ATP1B; ATP1B1                                                                                                               |
| Spezies           | Human                                                                                                                       |
| GeneID (Human)    | 481                                                                                                                         |
| GeneID            | 481                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 63-303 von humanem ATP1B1 (NP_001668.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | P05026                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 35kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |