

Polyklonaler Anti-Atp1B2-Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P14415

Artikelnummer: CM0019567

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ATP1B2 (Beta-2-Untereinheit der Natrium-/Kalium-transportierenden ATPase). Validiert für IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Zelladhäsion und Ionen-transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP1B2 Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	AMOG; ATP1B2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	482
GeneID	482
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 68-290 des humanen ATP1B2 (NP_001669.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P14415
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku