

Anti-Atp1B2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P14415

Artikelnummer: CM0028506

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen ATP1B2 (AMOG), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die IVD-Forschung zur Funktion der Natrium/Kalium-ATPase und zu Zelladhäsionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATP1B2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AMOG; ATP1B2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	482
Gen-ID	482
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 68-290 von humanem ATP1B2 (NP_001669.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14415
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel